



LEILÃO  
ONLINE.NET

Descrição Detalhada



LOTE 104

## Ultramed Hifu H5 Medical San - Ultrassom Micro/macrofocado

### Descrição

O Ultrassom Ultramed H5 da Medical San é um equipamento micro controlado utilizado nas terapias por ultrassom na frequência de 650 KHz. Trata-se de técnicas não invasivas, sem efeitos sistêmicos, não causa dependência e não tem efeitos colaterais indesejáveis.

O Ultramed H5 conta com 03 ponteiros de ação superficial com profundidade de 1,5mm, 3,0mm e 4,5mm, e 02 ponteiros de ação profunda com profundidades de 8,0mm e 13,0mm. Transdutores com 10.000 disparos e até 24 pontos de coagulação térmica por disparo, ofertando alta performance e resultados garantidos. Permite tratar de forma não invasiva a camada do sistema muscular aponeurótico superficial (SMAS) estrutura que suporta a face que teria intervenção durante a cirurgia de lifting facial.

O equipamento é para ser usado somente sob prescrição e supervisão de um profissional licenciado.

### Diferenciais e Benefícios

- \* Design: totalmente tecnológico e sofisticado, o aparelho possui display touch screen e inclinação ergonômica, permitindo melhor visualização do equipamento;
- \* Ponteiros: conta com 03 ponteiros de ação superficial com profundidade de 1,5mm, 3,0mm e 4,5mm, e 02 ponteiros de ação profunda com profundidades de 8,0mm e 13,0mm.
- \* Contador de disparos: sendo retirado do número total de disparos do cartuchos, auxiliando o profissional na contagem de disparos utilizados;
- \* Eficiência: 10 mil disparos por cartucho, e até 24 pontos de coagulação térmica por disparo, proporcionando alta potência e alta intensidade de energia;
- \* Seguro: pode ser utilizado em todos fototipo e durante qualquer estação do ano;
- \* Preciso: conta com sistema que identifica o tipo de ponteira utilizada, indica o número de disparos a serem efetuados e a dosimetria adequada para cada tratamento, auxiliando o profissional;

\*Prático: seu transdutor possui três botões de disparo, proporcionando ainda mais praticidade na aplicação;

\*Higiênico: produto de fácil higienização, prezando pela segurança de profissional e paciente;

\*Versátil: os cartuchos corporais podem ser adquiridos separadamente, abrangendo ainda mais tratamentos.

## **Indicações**

\* Auxílio ao tratamento de gordura localizada e flacidez

\*Rejuvenescimento;

\*Rugas;

\*Estrias;

\*Celulite;

\*Discromias;

\*Linhas de expressões;

\*Cicatrizes de acne;

\*Definição do ângulo da mandíbula;

\*Pálpebras e papada;

\*Rearquitetura facial completa;

\*Tratamento íntimo (apenas com a ponteira de 1,5mm e aplicação externa);

\*Levantamento do arco da sobrancelha;

\*Lifting;

\*Skin tightening.

## **Efeitos Fisiológicos:**

\* Fase inflamatória (0 a 48 horas): hemostasia, coagulação da pele e migração celular;

\*Fase proliferativa (01 a 06 semanas): tecido de granulação, contração de lesão e síntese de colágeno;

\*Fase remodelada (03 meses): reagrupamento do colágeno, aumento do tônus da pele e efeito lifting.

## **Associações Terapêuticas:**

\* Ozonyx Plus: associação do ozônio antes da aplicação do HIFU promove a capacidade antioxidante por meio da ativação endógena.;

\*Ethernia Cold Smart: associação da aplicação de criofrequência 15 dias antes da aplicação do HIFU, ativa o estresse no tecido gorduroso e assim desencadeando o processo de apoptose, auxiliando na diminuição do tecido adiposo e remodelamento corporal.

## **Informações Adicionais:**

\*Ponteira de 1,5mm a 2mm: nesta profundidade, reduz levemente a pigmentação e clarea a pele, mas principalmente melhora as linhas superficiais, como as rugas ao redor dos olhos. A quantidade de melanina na pele e as rugas reduzem após poucas sessões de tratamento. Indicado para derme superficial, rejuvenescimento facial, mini-rugas e poros dilatados, melhora das olheiras;

\*Ponteira de 3mm: nesta profundidade, o aquecimento do tecido tem objetivo de promover o famoso "skin tightening" (contração da pele). O aquecimento consegue atingir o colágeno estrutural da pele e entrega a energia precisa para o estímulo da produção do colágeno. Indicado para derme profunda, dependendo da espessura tecidual podemos chegar SMAS retração de colágeno, rugas e estrias;

\*Ponteira de 4,5mm: é nesta profundidade que o efeito lifting acontece, onde é localizado o sistema SMAS. Esta é a camada trabalhada quando se faz lifting cirúrgico. A onda de ultrassom estimula e contrai o SMAS, ocorrendo o efeito lifting. Indicado para SMAS, retração de aponeurose, lifting, flacidez e produção de colágeno, estrias.

\*Ponteiras de 8,0mm e 13mm: nestas profundidades a onda de ultrassom tem o objetivo de atingir a gordura. A escolha entre essas ponteiras vai depender da espessura da prega de gordura que o paciente apresenta. Indicado para gordura localizada.

\*A profundidade de penetração é determinada pela frequência sendo maior frequência = lesão térmica focal superficial. Já a baixa frequência = lesão térmica focal mais profunda;

\*O equipamento trabalha com 01 linha de disparos por vez, resultando entre 03 e até 24 pontos de coagulação térmica, sendo que permite o ajuste da quantidade de pontos que serão utilizados, conforme objetivo terapêutico.

### **Contraindicações**

- \*Arteriosclerose;
- \*Doenças hepáticas ativas e antecedentes;
- \*Patologias vasculares (tromboflebites, varizes de grande dimensão);
- \*Insuficiência renal;
- \*Implantes metálicos no local da aplicação;
- \*Gravidez e amamentação;
- \*Neoplasias;
- \*Áreas inflamadas;
- \*Elevados valores de triglicéridos;
- \*Infecções ativas;
- \*Terapia anticoagulante;
- \*Proximidade óssea;
- \*Osteoporose;
- \*Diabetes descontrolada;
- \*Psoríase;
- \*Lupus;
- \*Proximidade cardíaca;
- \*Cabeça;
- \*Cervical;
- \*Áreas ganglionares

### **Especificações Técnicas**

- \* Marca: Medical San
- \* Modelo: Ultramed HIFU H5 Com 03 Cartuchos Faciais+ 02 Corporais;

- \*Disparos: 10 mil disparos por cartucho;
- \*Pontos de coagulação térmica por disparo: 03 até 24 pontos;
- \*Frequência: 4 MHz, 7MHz e 10MHz;
- \*Potência: 300VA;
- \*Modo de operação: pulsado;
- \*Energia: 0,1 a 2 J;
- \*Cartucho: conta com 03 ponteiros de ação superficial com profundidade de 1,5mm, 3,0mm e 4,5mm, e 02 ponteiros de ação profunda com profundidades de 8,0mm e 13,0mm.
- \*Tensão de alimentação: 220V;
- \*Dimensões: 0,56x0,56x1,45M (CxLxA);
- \*Peso: 50kg.
- \*Anvisa: 81243810001

### **Itens Inclusos**

- \* 01 Ultramed HIFU H5 Medical San- com 03 Cartuchos Faciais + 02 Corporais;
- \*03 Cartuchos (1,5mm, 3mm e 4,5mm + 02 Cartuchos (8,0mm e 13,0mm);
- \*01 Manípulo;
- \*01 Cabo de força.

### **Dimensões e Pesos**

- \*Dimensões (C x L x A):56.0 x 56.0 x 1.45 cm
- \*Peso:50 Kg
- \*Dimensões Embalado (C x L x A):56.0 x 56.0 x 146.0cm
- \*Peso Embalado:55Kg